

# ReFa



ReFa BEAUTECH SPOT  
Yellow/Blue/Red


リファビューテック スポット  
イエロー/ブルー/レッド

Quick Guide

家庭用美容機器  
品番:RE-AK16A/RE-AK12A/RE-AK01A

- ご使用前に必ず別冊「取扱説明書」の「安全上のご注意」および「使用上のご注意」をお読みください。

## 各部の名称



電源をオンにすると肌をケアするための2種類のLEDが点灯します。

- ①近赤外LED(目に見えない光です)
- ②可視光LED

発光色は製品(品番)により異なります。

- Yellow (RE-AK16A): 黄色
- Blue (RE-AK12A): 青色
- Red (RE-AK01A): 赤色

- 充電時はLEDの微光(弱い発光)で充電状態をお知らせします。


※詳細は、別冊「取扱説明書」の「各部の名称と機能」をご参照ください。

## 充電する

- ACアダプターは同梱されていません。
- 本体の充電は同梱の充電用USBケーブル(USB Type-C)を使用してください。それ以外を使用すると、故障や発火のおそれがあります。
- 充電するときは、USBコネクター(Type-A端子)の接続先の定格出力(OUTPUT)と本品の定格入力(DC5V、0.5A)を確認してください。※定格出力が定格入力を下回る場合、接続先が高温になったり、故障の原因となったりするおそれがありますので、ご注意ください。
- 本品は内蔵充電電池で動作します。初めて使用するときには、充電してから使用してください。

- 長期間使用しなかったときは、電池残量が少ないため、使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- 周囲温度が10℃～35℃の環境で充電してください。内蔵充電電池の性質上、低温や高温では電池性能が低下する場合があります。
- 充電中は使用できません。


- 1 ジャックカバーを下に開き、本体の充電ジャックに同梱の充電用USBケーブルのType-C端子を差し込む



- 充電開始を「ピッ」という音でお知らせします。
- 充電時には、ヘッドカバーを上下逆にして置くと、LEDヘッド(充電表示兼用)の光が確認しやすくなります。

## 2 LEDヘッドで充電の状態を確認する

- 充電中: ゆっくり明滅(微光)
- 充電完了時(満充電): 消灯



- 充電完了時は、「ピピッ」という音でもお知らせします。
- バッテリー残量により充電時間は変わります。
- 満充電からの使用可能回数目安は次の通りです。
  - Yellow (RE-AK16A): 約16回
  - Blue (RE-AK12A): 約10回
  - Red (RE-AK01A): 約10回
- 使用中にバッテリー残量が少なくなると、「ピピッ」という音でお知らせします。
- 使用中にバッテリー残量がなくなると、「ピー」という音でお知らせしたあと、電源がオフになります。

## ご使用部位

顔への使用がおすすめです。



※身体にもお使いいただけます。

## 基本的な使い方


- 本品は防水仕様ではありません。

### 1 メイクを落とし、洗顔する

- 洗顔後そのままの状態、または化粧水をつけたあとの使用をおすすめします。

### 2 ヘッドカバーを取り外す

### 3 電源ボタンを長押しする



- LEDヘッドが点灯し、メロディーでもお知らせします。

### 4 電源ボタンを押して、振動の有無をお好みで選択する

- 電源ボタンを押すたびに、「ピッ」と音が鳴り、「振動なし」「振動あり」が交互に切り替わります。
- 電源ボタンを長押しすると、電源がオフになりますのでご注意ください。

### 5 LEDヘッドの底面を肌に軽く触れる程度にあてる



- 肌の気になる箇所に、1箇所につき約5分までを目安にLEDの光をあててください。
- 約5分経過すると「ピー」という音で目安時間をお知らせします。

- まぶた、眉の下、眼球、眼球に近い部位には使用しないでください。
- 頬、額など、LEDヘッドを目に向けやすい位置へ使用する際は、目を閉じ、LEDの光を直視しないようにしてください。
- LEDヘッドを肌に強く押しあてないでください。肌の負担になる場合があります。

### 6 電源ボタンを長押しして、ケアを終了する

- 本品には自動電源オフ機能があります。電源をオンにしたあと、約10分経過すると電源ボタンを長押ししなくても、電源が自動的にオフになります。

### 7 LEDヘッド面の汚れを拭き取り、ヘッドカバーを取り付ける

- ティッシュや、水を含ませて固く絞った布でやさしく拭き取ってください。

- 本体を水洗いしないでください。
- 使用後のお手入れの際は、電源はオフにしてください。
- シンナー・ベンジン・アルコール・除光液などは使用しないでください。部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。
- 使用しないときは、必ずヘッドカバーを取り付けてください。

## こんなときは

**Q** メイクをしたまま使用できますか？

A. 化粧品によっては光を遮断、低減するものがあるため、洗顔後そのままの状態、または化粧水をつけたあとの使用をおすすめします。

**Q** 毎日使用しても大丈夫ですか？

A. 毎日お使いいただけますが、同一箇所へは、1日2回(1回につき約5分)までを目安にご使用ください。

**Q** 使用しているとLEDヘッドが温かくなります。

A. 内部の電子部品の発熱によるものです。故障ではありませんので、安心してご使用ください。

### そのほか製品情報について

「お手入れ」や「Q&A(よくある質問)」、「安全上のご注意」など、本品の取り扱いに関する詳細情報は別冊「取扱説明書」を参照ください。

ReFa

ReFa BEAUTTECH SPOT  
Yellow/Blue/Red



## Quick Guide

Household Beauty Device

Model Number: RE-AK16A/RE-AK12A/RE-AK01A

- Make sure to read "Safety Precautions" and "Precautions for Use" in the separate "Instruction Manual" before use.

## Names of the Parts



When the power is turned on, the two types of LED for skin care light up.  
(1) Near infrared LED (invisible light)  
(2) Visible LED

The emission color varies depending on the product (model number).

- Yellow (RE-AK16A) : Yellow
- Blue (RE-AK12A) : Blue
- Red (RE-AK01A) : Red

- During charging, the low light (low-intensity emission) indicates the charging condition.


\* For details, refer to "Names of the Parts and Functions" in the separate "Instruction Manual".

## Charging

- The AC adapter is not included.
- To charge the main unit, use the included USB charging cable (USB Type-C). An accident and/or fire may result if anything else is used.
- When charging the product, check the rated output of the USB connector (Type-A terminal) connecting destination (OUTPUT) and the rated input of this product (5 V DC, 0.5 A).
- \* Note that a rated output lower than the rated input may cause the connection destination to be raised to a high temperature or may damage it.
- This product operates on a built-in rechargeable battery. When using the product for the first time, charge the battery before using it.
- You may not be able to use the product after a long period of disuse because the remaining charge of the battery is low. If this happens, charge the device again before using it.

- Charge in a location with a temperature range of 10°C to 35°C. Battery performance may deteriorate at lower or higher temperatures due to the nature of the rechargeable battery.
- Cannot be used while charging.


## 1 Open the jack cover downward and insert the included USB charging cable's Type-C terminal into the charging jack of the main unit



- When charging starts, a short beep will sound.
- When charging, place the head cover upside down to use as a stand, and place the product on the upside-down head cover to make it easy to check the lighting of the LED head (which also functions as the charging indicator).

## 2 Check the LED head for the charging condition

- Charging: Slow blinking (low light)
- Charging complete (fully charged): Not lit



- When charging is complete, short beeps will also sound.
- The charging time varies by the remaining charge of the battery.
- The available number of uses that the fully charged battery allows is as follows.
  - Yellow (RE-AK16A): Approx. 16
  - Blue (RE-AK12A): Approx. 10
  - Red (RE-AK01A): Approx. 10
- When the remaining charge of the battery becomes low during use, short beeps will sound.
- When the remaining charge of the battery runs out during use, a long beep will sound and then the power will go off.

## Usage Area

The recommended usage area is the face.



\* You can also use this product on your body.

## Basic Usage


- This product is not waterproof.

## 1 Remove your makeup and wash your face

- We recommend you use the product after you have washed your face or after applying cosmetic water.

## 2 Remove the head cover

## 3 Press and hold the power button



- The LED head will light up and a melody will also sound.

## 4 Press the power button to select the vibration mode according to your preference

- A short beep sounds and the status changes between "vibration off" and "vibration on" alternately each time the power button is pressed.
- Note that the power goes off if you press and hold the power button.

## 5 Apply the bottom surface of the LED head so that it lightly touches the skin



- Apply the LED light to areas of concern on your skin for a maximum of about 5 minutes per area.
- When about 5 minutes have elapsed, a long beep will sound to report the approximate time.

- Do not use it on the eyelids, beneath the brows, eyeballs, and the area near the eyeballs.
- When applying the LED head to the areas where the LED head can point toward the eyes, such as the cheeks and the forehead, close your eyes to prevent from directly looking into the LED light.
- Do not press hard when applying the LED head to the skin. It may put stress on your skin.

## 6 Press and hold the power button to end care

- This product has an automatic power-off function. The power will automatically go off when approximately 10 minutes have elapsed after power-on, even if you do not press and hold the power button.

## 7 Wipe off any dirt or grime on the surface of the LED head and attach the head cover

- Wipe it softly with a tissue or a cloth dampened with water that has been thoroughly wrung out.

- Do not wash the main unit with water.
- Turn the power off when performing maintenance after use.
- Do not use paint thinner, benzene, alcohol, nail polish remover, or other such materials on the product. There is a risk of deformation or cracking of parts and lead to product damage.
- When the product is not in use, make sure to attach the head cover.

## When the Following Happens

## Q Can I use the product with my makeup on?

- A. Some cosmetics block or reduce the light, so we recommend you use the product after you have washed your face or after applying cosmetic water.

## Q Can I use this product every day?

- A. You can use it every day, but you should not apply it to the same area more than twice a day (about 5 minutes each time).

## Q The LED head warms up while the product is in use.

- A. This is because electronic parts generate heat. It is not a failure, so use the product with peace of mind.

## For Other Product Information

For details on handling the product, such as "Maintenance," "Q&A (frequently asked questions)," or "Safety Precautions," etc., refer to the separate "Instruction Manual."

Publication Date: 2021/11 1st Edition

ReFa

ReFa BEAUTTECH SPOT  
Yellow/Blue/Red



## Quick Guide

家用美容仪器

产品型号: RE-AK16A/RE-AK12A/RE-AK01A

- 使用前请务必阅读另附的“使用说明书”中的“安全注意事项”及“使用注意事项”。

## 各部位名称



开启电源后, 会亮起 2 种护肤用 LED 光。

- ① 近红外 LED (不可见光)
- ② 可见光 LED

发光颜色因产品 (产品型号) 而异。

- Yellow (RE-AK16A) : 黄色
- Blue (RE-AK12A) : 蓝色
- Red (RE-AK01A) : 红色

- 充电时, 利用 LED 的微光 (发出弱光) 告知充电状态。

※ 详细信息请参阅另附“使用说明书”中的“各部位名称及功能”。

## 充电

- 不附带 AC 适配器。
- 对主体进行充电时, 请使用随附的充电用 USB 连接线 (USB Type-C)。使用非专用用品, 可能导致故障或起火。
- 充电时, 请确认 USB 接头 (Type-A 端子) 连接端的额定输出 (OUTPUT) 与本产品的额定输入 (DC5V、0.5A)。
- ※ 额定输出低于额定输入时, 连接对象可能会发生高温异常或故障, 敬请注意。
- 本产品由内置充电电池驱动。第一次使用时, 请在充好电后再使用。

- 长时间未使用时, 由于剩余电量不足, 可能会出现无法使用的情况。此时, 请再次充电后再使用。
- 请在周围温度为 10°C ~ 35°C 的环境中充电。根据内置电池的特性, 在低温与高温环境下电池性能可能会下降。
- 充电时无法使用。


## 1 向下打开插口盖, 将随附的充电用 USB 连接线的 Type-C 端子插入主体的充电插口



- “哔”的提示音表示充电开始。
- 充电时保持保护盖倒置的状态, 更易确认 LED 头 (也用作充电显示) 的发光情况。

## 2 通过 LED 头确认充电状态

- 充电中: 缓慢闪烁 (微光)
- 充电完成 (充满电): 熄灭



- “哔”的提示音表示充电完成。
- 充电时间会因剩余电量而发生变化。
- 充满电后可使用的参考次数如下。
  - Yellow (RE-AK16A) : 约 16 次
  - Blue (RE-AK12A) : 约 10 次
  - Red (RE-AK01A) : 约 10 次
- 若在使用过程中发生电池电量过低的情况, 会发出“哔”的提示音。
- 一旦电池电量在使用中耗尽, 将在发出“哔——”的提示音后关闭电源。

## 使用部位

建议在面部使用。



※ 也可用于身体。

## 基本使用方法

- 本产品不防水。

## 1 卸妆后, 清洁面部

- 建议在洁面后的素颜状态下或涂抹化妆水后使用。

## 2 取下保护盖

## 3 长按电源按钮



- LED 头亮起, 响起提示音。

## 4 按下电源按钮, 按自身喜好选择有无振动

- 每次按下电源按钮, 都会响起“哔”的提示音, 并交替切换“无振动”和“有振动”。
- 长按电源按钮后电源会关闭, 敬请注意。

## 5 用 LED 头的底面轻触肌肤



- 请用 LED 光线照射需要护理的肌肤部位, 建议对同一部位照射约 5 分钟。
- 约 5 分钟后, 会响起“哔——”的提示音。

- 请勿用于眼皮、双眉下方、眼球、眼球附近的部位。
- 在双颊、额头等 LED 头容易照射到眼睛的部位使用时, 请闭上双眼, 避免直视 LED 光线。
- 请勿用 LED 头强力按压肌肤。否则可能会给肌肤带来负担。

## 6 长按电源按钮, 结束护理

- 本产品具有电源自动关闭功能。开启电源后, 即便未长按电源按钮, 电源也将在约 10 分钟后自动关闭。

## 7 将 LED 头表面的脏污擦拭干净, 安装保护盖

- 请使用纸巾或充分拧干水分后的湿布轻柔地擦拭干净。

- 请勿水洗主体。
- 在使用后进行保养时, 请关闭电源。
- 请勿使用稀释剂、去污挥发油、酒精、指甲水等。否则会引起部件变形、破裂等故障。
- 不使用时, 请务必安装保护盖。

## 常见问题

## Q 可以带妆使用吗?

- A. 化妆品会阻断、减弱光线, 因此建议在洁面后的素颜状态下或涂抹化妆水后使用。

## Q 每天都能使用吗?

- A. 每天都能使用, 但请以同一部位 1 天 2 次 (单次约 5 分钟) 为基准。

## Q 使用过程中, LED 头会变热。

- A. 这是内部电子部件发热所致。这种情况并非故障, 请放心使用。

## 关于其他产品信息

关于“保养”、“Q&A (常见问题)”、“安全注意事项”等本产品使用方面的详细信息, 请参阅另附的“使用说明书”。

ReFa





ReFa BEAUTECH SPOT  
Yellow/Blue/Red

Quick Guide

家庭用美容儀器  
產品型號: RE-AK16A/RE-AK12A/RE-AK01A

• 使用前請務必先閱讀另附之「使用說明書」中「安全注意事項」和「使用注意事項」。

結構名稱



開啟電源後，LED 將亮起 2 種燈光來護理肌膚。  
①近紅外LED (肉眼無法辨識此光)  
②可見光LED  
發光顏色視乎產品(產品型號)而有所不同。  
- Yellow(RE-AK16A): 黃色  
- Blue(RE-AK12A): 藍色  
- Red(RE-AK01A): 紅色

• 充電時LED 將發出微光 (發光程度較弱) 來顯示充電狀態。


※詳細資訊請參閱另附之「使用說明書」的「結構名稱與功能」。

充電

• 本產品並未隨附 AC 變壓器。  
• 請使用隨附的 USB 充電線 (USB Type-C) 進行本體的充電。如果使用其他充電用品，可能導致故障或起火。  
• 充電時請確認 USB 接頭 (Type-A 端子) 連接端的額定輸出 (OUTPUT) 和本產品的額定輸入 (DC5V、0.5A)。  
※請注意若額定輸出低於額定輸入，可能導致連接端溫度過高甚至故障。  
• 本產品使用內置充電電池。首次使用時，請先充電。

• 長時間未使用時，因剩餘電量較低，可能無法使用。此時請再次充電後再使用。  
• 請在溫度 10℃~35℃ 的環境中充電。由於內置充電電池的特性，在低溫和高溫時可能會降低電池的性能。  
• 充電時不可使用。


1 往下開啟插孔蓋，將隨附 USB 充電線的 Type-C 端子插入本體充電插孔



• 產品將發出「嗶」的通知聲，表示開始充電。  
• 充電時將保護蓋上下顛倒放置，將更便於確認 LED 頭 (與充電顯示共用) 的發光情形。

2 以 LED 頭確認充電狀態

• 充電中: 緩慢閃爍 (微光)  
• 充電完成時 (充滿電): 熄滅



• 充電完成時，產品亦將發出「嗶嗶」的通知聲。  
• 充電時間依剩餘電量而異。  
• 自電池充滿電起的可用次數標準如下。  
- Yellow (RE-AK16A): 約 16 次  
- Blue (RE-AK12A): 約 10 次  
- Red (RE-AK01A): 約 10 次  
• 剩餘電量在使用過程中變少時，產品將發出「嗶嗶」的通知聲。  
• 剩餘電量在使用過程中耗盡時，產品將發出「嗶——」的通知聲後自動關閉電源。

使用部位

建議用於臉部。



※亦可使用於身體。

基本使用方法


• 本產品並非防水規格。

1 卸妝並洗臉

• 建議於洗臉後直接使用，或於塗完化妝水後使用。

2 取下保護蓋

3 長按電源按鈕



• LED 頭將亮燈，並同時響起一段音樂以作通知。

4 按下電源按鈕，依照個人喜好選擇是否振動

• 每次按下電源按鈕，產品便會發出「嗶」的通知聲，並在「無振動」和「有振動」之間切換。  
• 請注意，若長按電源按鈕，產品將關閉電源。

5 以 LED 頭的底面輕輕接觸肌膚



• 請以 LED 光接觸想要護理的部位，每一處接觸約 5 分鐘。  
• 約 5 分鐘後，產品便會發出「嗶——」的通知聲。

• 請勿將本產品使用於眼瞼、眉毛下方、眼珠、靠近眼球的部位。  
• 使用於臉頰、額頭等易使 LED 頭朝向眼睛的部位時，請閉上眼睛，並避免直視 LED 光。  
• 請勿將 LED 頭強壓在肌膚上。可能造成肌膚的負擔。

6 長按電源按鈕，結束護理

• 本產品具備自動關閉電源功能。開啟電源約 10 分鐘後，即使不長按電源按鈕，電源也將自動關閉。

7 抹去 LED 頭底面的污垢，裝上保護蓋

• 請以紙巾或用力擰乾的濕布輕輕拭淨。

• 切勿沖洗本體。  
• 使用後保養本體時，請關閉電源。  
• 切勿使用油漆稀釋劑、去污用揮發油、酒精或卸甲液等擦拭本體。以免導致零件變形、龜裂等故障。  
• 不使用本產品時，請務必裝上保護蓋。

遇到以下情形時

Q 請問化妝後是否可以使用？

A. 部分保養品可能會阻斷或降低光量，因此建議於洗臉後直接使用，或於塗完化妝水後使用。

Q 請問是否可以每天使用？

A. 本產品可以每天使用，但 1 天最多對單一部位使用 2 次 (1 次約 5 分鐘)。

Q 使用時 LED 頭會變熱。

A. 此乃內部電子零件發熱所致。此現象並非故障，請放心使用。

關於其他的產品資訊

「保養」、「Q&A (常見問題)」、「安全注意事項」等有關本產品使用方式的詳細資訊，請參閱另附之「使用說明書」。

發行時間 2021/11 第1版

ReFa





ReFa BEAUTECH SPOT  
Yellow/Blue/Red

Quick Guide

가정용 미용기기  
 품번: RE-AK16A/RE-AK12A/RE-AK01A

• 사용하기 전에 반드시 별책 '사용설명서'의 '안전상의 주의' 및 '사용상의 주의'를 읽어주십시오.

각 부의 명칭



전원을 켜면 피부를 케어하기 위한 2종류의 LED가 점등합니다.  
①근적외선 LED (눈에 보이지 않는 빛입니다)  
②가시광선 LED  
발광색은 제품(품번)에 따라 다릅니다.  
- Yellow(RE-AK16A): 노란색  
- Blue(RE-AK12A): 파란색  
- Red(RE-AK01A): 빨간색

• 충전 시에는 LED의 미광(약한 발광)으로 충전 상태인 것을 알려줍니다.

※자세한 내용은 별책 '사용설명서'의 '각 부의 명칭과 기능'을 참조해 주십시오.

충전하기

• AC 어댑터는 동봉되어 있지 않습니다.  
• 본체의 충전은 동봉된 충전용 USB 케이블(USB Type-C)을 사용해 주십시오. 전용 제품이 아닌 다른 제품을 사용하면 고장이나 발화의 우려가 있습니다.  
• 충전할 때는 USB 커넥터(Type-A 단자)의 연결 위치의 정격 출력(OUTPUT)과 본 제품의 정격 입력(DC5V, 0.5A)을 확인해 주십시오.  
※정격 출력이 정격 입력을 밀도는 경우, 연결 위치가 매우 뜨거워지거나 고장의 원인이 될 우려가 있으므로 주의해 주십시오.  
• 본 제품은 내장 충전지로 작동합니다. 처음 사용할 때는 충전한 후 사용해 주십시오.

• 장기간 사용하지 않았을 때에는, 전지 잔량이 적으므로 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 이 경우에는 다시 충전한 다음 사용해 주십시오.  
• 주위 온도가 10℃~35℃인 환경에서 충전해 주십시오. 내장 충전지의 성질상 저온이나 고온에서는 전지 성능이 저하될 수 있습니다.  
• 충전 중에는 사용하지 않습니다.


1 잭 커버를 아래로 열고 본체의 충전 잭에 동봉된 충전용 USB 케이블의 Type-C 단자를 꽂는다



• 충전 시작을 '삐'하는 소리로 알려줍니다.  
• 충전 시에는 헤드 커버를 위아래 반대로 두면 LED 헤드(충전 표시 겸용)의 빛을 쉽게 확인할 수 있습니다.

2 LED 헤드로 충전 상태를 확인한다

• 충전중: 천천히 점멸(미광)  
• 충전 완료 시(완전히 충전): 소등



• 충전이 완료되었을 때는 '삐'하는 소리로 알려줍니다.  
• 배터리 잔량에 따라 충전 시간이 다릅니다.  
• 완전 충전 상태에서 사용 가능 횟수 기준은 다음과 같습니다.  
- Yellow(RE-AK16A): 약 16회  
- Blue(RE-AK12A): 약 10회  
• 사용중에 배터리 잔량이 줄어들면 '삐'하는 소리로 알려줍니다.  
• 사용중에 배터리 잔량이 줄어들면 '삐'하는 소리로 알린 후 전원이 꺼집니다.

사용 부위

얼굴에 사용할 것을 권장합니다.



※몸에도 사용할 수 있습니다.

기본적인 사용 방법

• 본 제품은 방수 사양이 아닙니다.

1 화장물을 지우고 세안한다

• 세안 직후 또는 화장수를 바른 후 사용할 것을 권장합니다.

2 헤드 커버를 분리한다

3 전원 버튼을 길게 누른다



• LED 헤드가 점등하고 멜로디로도 알려줍니다.

4 전원 버튼을 누르고 기호에 따라서 진동 유무를 선택한다

• 전원 버튼을 누를 때마다 '삐'하는 소리가 나고 '진동 없음' '진동 있음'이 번갈아서 전환됩니다.  
• 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼지므로 주의해 주십시오.

5 LED 헤드의 밑면을 피부에 가볍게 건드리는 정도로 만다



• 피부의 신경쓰이는 부분에 한 군데당 약 5분까지를 기준으로 LED 빛을 대 주십시오.  
• 약 5분 경과하면 '삐'하는 소리로 기준 시간을 알려줍니다.

• 눈꺼풀, 눈썹 아래, 안구, 안구에 가까운 부위에는 사용하지 마십시오.  
• 볼, 이마 등 LED 헤드를 눈 방향이 되기 쉬운 위치에 사용할 때는 눈을 감고 LED의 빛을 똑바로 쳐다보지 마십시오.  
• LED 헤드를 피부에 세게 누르지 마십시오. 피부에 부담이 되는 경우가 있습니다.

6 전원 버튼을 길게 눌러서 케어를 종료한다

• 본 제품에는 자동 전원 끄기 기능이 있습니다. 전원을 켜 후 약 10분 경과하면 전원 버튼을 길게 누르지 않아도 자동으로 전원이 꺼집니다.

7 LED 헤드면의 얼룩을 닦아내고 헤드 커버를 장착한다

• 티슈나 물로 적셔서 꼭 짤 정도로 부드럽게 닦아내 주십시오.

• 본체는 물로 씻지 마십시오.  
• 사용 후 관리할 때는 전원을 꺼 주십시오.  
• 시너, 벤젠, 알코올, 네일 리무버 등을 사용하지 마십시오. 부품이 변형되거나 파손 등 고장의 원인이 됩니다.  
• 사용하지 않을 때는 반드시 헤드 커버를 장착해 주십시오.

이럴 때는

Q 화장을 한 상태로 사용할 수 있습니까?

A. 화장품에 따라서는 빛을 차단하거나 줄여주는 것이 있으므로 세안 직후 또는 화장수를 바른 후 사용할 것을 권장합니다.

Q 매일 사용해도 괜찮습니까?

A. 매일 사용해도 괜찮지만 동일한 부분에는 1일 2회(1회당 약 5분)까지를 기준으로 사용해 주십시오.

Q 사용 도중에 LED 헤드가 따뜻해집니다.

A. 내부 전자 부품의 발열에 의한 것입니다. 고장은 아니므로 안심하고 사용해 주십시오.

기타 제품 정보에 대해

'관리'나 'Q&A(자주 하는 질문)', '안전상의 주의' 등 본 제품의 취급에 관한 상세 정보는 별책 '사용설명서'를 참조해 주십시오.